

## Rela Pab De Conejo - Q04207

Número de artículo: CM0020650



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra RELA/p65 (subunidad p65 de NF-kappa-B). Validado para WB, IF/ICC y ELISA, con reactividad cruzada con humano y ratón. Ideal para estudiar las vías de señalización de la inflamación, la inmunidad y el cáncer.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | RELA pAb de conejo                                                                                                                   |
| Observaciones/alias | p65; p65 NFkB; p65 NF-kappa B; RELA                                                                                                  |
| Especie             | Ratón                                                                                                                                |
| GeneID              | 19697                                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 400-500 de RELA de ratón. (NP_033071.1) |
| Origen              | conejo                                                                                                                               |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                             |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                    |
| Reactividad cruzada | Humano, ratón                                                                                                                        |
| SWISS               | Q04207                                                                                                                               |
| Peso de la proteína | 60 kDa                                                                                                                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                       |