

Rev-Erb α /Nr1D1 Pab De Conejo - P20393

Número de artículo: CM0023846



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Rev-Erb α /NR1D1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA en humano, ratón y rata. Explora las vías del ritmo circadiano, metabolismo e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Rev-Erb α /NR1D1 pAb de conejo
Notas / Alias	EAR1; hRev; THRA1; THRAL; ear-1; REVERBA; REVERBAlpha; Rev-Erb α /NR1D1
Especie	Humano
ID de gen (humano)	9572
ID de gen	9572
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 280-360 de la Rev-Erb α /NR1D1 humana (NP_068370.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P20393
Peso de la proteína	67kDa
Envío	Bolsa de hielo