

Anticuerpo Policlonal De Conejo Rfc2 Para Wb Y Elisa - P35250

Número de artículo: CM0026696



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra RFC2 humano (subunidad 2 del factor de replicación C). Validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con RFC2 humano y de ratón. Ideal para estudios de replicación del ADN y carga de PCNA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo RFC2
Observaciones/Alias	RFC40; RFC2
Especie	Humano
GeneID (humano)	5982
GeneID	5982
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 38-297 de RFC2 humano (NP_852136.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P35250
Peso Molecular de la Proteína	39kDa
Envío	Bolsa de hielo