

Ac Pab De Conejo Anti-Rhof Para Wb Y Elisa - Q9Hbh0

Número de artículo: CM0027150

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RHOF (Rif) humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Ideal para el estudio de la formación de filopodios y la dinámica del citoesqueleto de actina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RHOF Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RIF; ARHF; RHOF
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	54509
ID de gen	54509
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 40-120 de RHOF humano (NP_061907.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9HBH0
Peso proteico	24kDa
Envío	Bolsa de hielo