


Rhou Rabbit Pab - Q7L0Q8

Número de artículo: CM0018900



Introducción

El RHO Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal validado para WB y ELISA, dirigido contra RHO humano con reactividad cruzada con ratón. Ideal para la investigación de migración celular y citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RHO Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ARHU; G28K; WRCH1; hG28K; CDC42L1; RHO
Especie	Humano
GeneID (Humano)	58480
GeneID	58480
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 40-100 del RHO humano (NP_067028.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q7L0Q8
Peso proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo