

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Rig-I/Ddx58 Para Wb, Elisa - O95786

Número de artículo: CM0005358



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Rig-I/DDX58 validado para Western blot y ELISA. Detecta RIG-I humano y de ratón, un receptor inmune innato para ARN viral, con inmunógeno de proteína recombinante.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo Rig-I/DDX58
Observaciones/Alias	RIG1; DDX58; RIG-I; RLR-1; SGMRT2; Rig-I/DDX58
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23586
GeneID	23586
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O95786
Peso Proteico	107kDa
Envío	Bolsa de hielo