

Anticuerpo Policlonal Ring1A (Conejo) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q06587

Número de artículo: CM0022393

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RING1A (RNF1, RING1) para Western blot, IHC-P y ELISA. Validado en humano, ratón y rata. Se dirige a la E3 ubiquitina-proteína ligasa RING1 involucrada en la monoubiquitinación de la histona H2A y la represión transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo RING1A
Observaciones/Alíase	RNF1; RING1A
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6015
ID del Gen	6015
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 207-406 de la RING1A A humana (NP_002922.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q06587
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo