

Ring1A Mab De Conejo Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q06587

Número de artículo: CM0002294

Introducción

mAb de conejo de alta calidad contra RING1A humana, validada para WB, IHC-P y ELISA. Dirige a la E3 ligasa involucrada en la ubiquitinación de H2A y la represión transcripcional. Ideal para investigación en epigenética y cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RING1A mAb de conejo
Notas/Alias	RNF1; RING1A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6015
GeneID	6015
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q06587
Peso de la proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo