

Rnf138 Pab De Conejo - Rnf138

Número de artículo: CM0018692

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra RNF138 para WB y ELISA, con reactividad cruzada verificada en humanos. Adecuado para la investigación de ubiquitinación y degradación de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RNF138 pAb de conejo
Observaciones/Alias	Trif; STRIN; Trif-d; 2410015A17Rik; 2810480D20Rik; RNF138
Especie	Ratón
ID de gen (Humano)	51444
ID de gen (Ratón)	56515
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 60-245 del RNF138 de ratón (Q9CQE0)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
Peso proteico	24kDa/28kDa
Envío	Bolsa de hielo