


Anticuerpo Policlonal De Conejo Rnf20 Para Wb, Elisa - Q5Vtr2

Número de artículo: CM0022957



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra RNF20 humano (BRE1A), validado para Western blot y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Adecuado para estudiar la ubiquitinación de la histona H2B y la regulación de la cromatina. - Q5VTR2

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RNF20 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	BRE1; BRE1A; hBRE1; RNF20
Especie	Humano
GeneID (Humano)	56254
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 del RNF20 humano (NP_062538.5).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q5VTR2
Peso Proteico	114kDa
Envío	Bolsa de hielo