

Anticuerpo Policlonico De Conejo Contra Robo4 Para Wb, Elisa - Q8Wz75

Número de artículo: CM0024947

Introducción

Anticuerpo Policlonico de Conejo contra ROBO4 validado para aplicaciones de WB y ELISA. Reacciona con la ROBO4 humana, el inmunógeno corresponde a los aminoácidos 848-1007. Se expresa en células endoteliales, está involucrado en la angiogénesis y la organización vascular. Ideal para estudios de biología vascular y barrera endotelial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra ROBO4
Observaciones/Alias	MRB; AOVD3; ECSM4; ROBO4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	54538
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 848-1007 de la ROBO4 humana (NP_061928.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8WZ75
Peso Molecular	107 kDa
Envío	Bolsa de hielo