

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Rock2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 075116

Número de artículo: CM0007098



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo ROCK2 validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta ROCK2 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudiar el citoesqueleto de actina, la polaridad celular y la contracción del músculo liso.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo ROCK2
Observaciones/Alias	ROCK-II; ROCK2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	9475
ID del Gen	9475
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1289-1388 de ROCK2 humano (075116).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	075116
Peso Proteico	161kDa
Envío	Bolsa de hielo