


Mab De Conejo Anti-Ror1 Para Fc - Q01973

Número de artículo: CM0006479



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ROR1 para citometría de flujo (FC), dirigido contra la ROR1 humana (104 kDa). Inmunógeno recombinante, reactividad cruzada solo con espécimen humano. Adecuado para investigación oncológica y auditiva.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-ROR1
Notas / Alias	NTRKR1; dj537F10.1; ROR1
Especie	Humana
GeneID (Humano)	4919
GeneID	4919
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-403 de la ROR1 humana (NP_005003.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q01973
Peso de la proteína	104kDa
Envío	Bolsa de hielo