


Anticuerpo Policlonal De Conejo Rpap3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H6T3

Número de artículo: CM0015084



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RPAP3 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA en humano, ratón y rata. RPAP3 conecta la ARN polimerasa II con chaperonas para el ensamblaje de complejos proteicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	RPAP3 Conejo pAb
Observaciones / Alias	Tah1; hSpagh; RPAP3
Especie	Humano
ID del Gen	79657
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 17-241 de RPAP3 humano (NP_001139547)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H6T3
Peso Proteico	76kDa
Envío	Bolsa de hielo