


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Rpb3/Polr2C Para Wb, Ihc-P, Elisa - P19387

Número de artículo: CM0010027



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a RPB3/POLR2C humano (P19387), validado para WB, IHC-P, ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio de la maquinaria de transcripción de la ARN polimerasa II.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb RPB3/POLR2C de conejo
Observaciones/Alias	RPB3; RPB31; hRPB33; hsRPB3; RPB3/POLR2C
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	5432
ID de gen	5432
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P19387
Peso molecular de la proteína	31kDa
Envío	Bolsa de hielo