


Anticuerpo Policlonal De Conejo Rpl7 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P18124

Número de artículo: CM0027478



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo RPL7 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconoce RPL7 humano, de ratón y de rata. Herramienta para uso en investigación en estudios de proteínas ribosómicas y análisis del aparato de traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo RPL7
Observaciones/Alias	L7; uL30; humL7-1; RPL7
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6129
ID del Gen	6129
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-248 de la proteína RPL7 humana (NP_000962.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P18124
Peso Molecular de la Proteína	29kDa
Envío	Bolsa de hielo