


Rps15A Pab De Conejo Para Wb, Ihc-P, Elisa - P62244

Número de artículo: CM0017241



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra RPS15A humano (uS8), adecuado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Útil para estudiar la función de la subunidad ribosomal pequeña, la eritropoyesis y la anemia de Diamond-Blackfan.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RPS15A pAb de conejo
Observaciones/Alias	uS8; S15a; DBA20; RPS15A
Especie	Humano
GeneID (humano)	6210
GeneID	6210
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-130 de RPS15A humano (NP_001010.2).
Origen	Rabbit
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P62244
Peso de la proteína	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo