


Rps20 Rabbit Pab Para Wb, If/Icc, Elisa - P60866

Número de artículo: CM0013497



Introducción

El RPS20 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal validado en WB, IF/ICC y ELISA para la detección de RPS20 en muestras humanas, de ratón y de rata. Una herramienta fiable para la investigación de proteínas ribosómicas.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalles
Nombre del producto	RPS20 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	S20; uS10; RPS20
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6224
GeneID	6224
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-119 del RPS20 humano (NP_001014.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P60866
Peso proteico	13kDa
Envío	Bolsa de hielo