


Rps3A Pab De Conejo Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P61247

Número de artículo: CM0025474



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a RPS3A (proteína ribosomal 40S S3a). Adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA en humano, ratón, rata. Ideal para estudios de biogénesis de ribosomas y síntesis de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RPS3A pAb de conejo
Observaciones/Alias	S3A; eS1; FTE1; MFTL; RPS3A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6189
GeneID	6189
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-264 de RPS3A humana (NP_000997.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P61247
Peso proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo