


Anticuerpo Policlonal De Conejo Rrp9 Para Wb, Elisa - 043818

Número de artículo: CM0019146



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo RRP9 (O43818) para aplicaciones de Western blot y ELISA. Detecta RRP9 humano y de ratón, una proteína asociada a snoRNP U3 involucrada en el procesamiento del pre-ARNr.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal de conejo RRP9 (pAb)
Observaciones/Alias	U3-55K; RNU3IP2; RRP9
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9136
GeneID	9136
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 156-475 de RRP9 humano (NP_004695.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	O43818
Peso Molecular de la Proteína	52 kDa
Envío	Bolsa de hielo