

Anticuerpo Policlonal De Conejo Para Runx1 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q01196

Número de artículo: CM0022283



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RUNX1 validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reacciona con el factor de transcripción RUNX1 de humano, ratón y rata, esencial para la investigación de la hematopoyesis y la leucemia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RUNX1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AML1; CBFA2; EVI-1; AMLCR1; PEBP2aB; CBF2alpha; AML1-EVI-1; PEBP2alpha; RUNX1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	861
Inmunógeno	Péptido sintético (aminoácidos 171-260 de la RUNX1 humana)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q01196
Peso de la proteína	49 kDa
Envío	Bolsa de hielo