

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Runx1/2/3 Para Wb, Elisa - Q01196 / Q13761 / Q13950

Número de artículo: CM0009100



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo RUNX1/2/3 para Western blot (WB) y ELISA, que reconoce RUNX1/2/3 humano y de ratón. Esencial para la hematopoyesis y el desarrollo de las células T. Ideal para la investigación del cáncer y el desarrollo de ensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo RUNX1/2/3
Observaciones/Sinónimos	AML1; AML1-EVI-1; AMLCR1; CBF2alpha; CBFA2; EVI-1; PEBP2aB; PEBP2alpha; RUNX1/2/3
Especie	Humano
ID del gen (humano)	861/864/860
ID del gen	861/864/860
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 354-453 de RUNX1/2/3 humano (NP_001001890.1).
Fuente	Oveja
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q01196/Q13761/Q13950
Peso de la proteína	51 kDa
Envío	Bolsa de hielo