


Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Rybp Para Wb, Elisa - Q8N488

Número de artículo: CM0018415



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RYBP validado para Western Blot (WB) y ELISA, con reactividad cruzada en ratón y rata. Se dirige a la RYBP humana, una proteína del grupo Polycomb involucrada en la represión transcripcional, la ubiquitinación de histonas y la supresión de tumores. Ideal para investigación en epigenética y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RYBP Rabbit pAb
Notas/Alias	AAP1; DEDAF; YEAF1; APAP-1; RYBP
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	23429
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100 hasta el extremo C-terminal de la RYBP humana (NP_036366.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q8N488
Peso de la proteína	25kDa
Envío	Bolsa de hielo