


S100A10 Pab De Conejo - P60903

Número de artículo: CM0018891



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra S100A10, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reconoce S100A10 humano, de ratón, rata y mono. Ideal para la investigación de la señalización de la fosforilación y las proteínas de unión al calcio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	S100A10 pAb de conejo
Observaciones/Sinónimos	42C, P11, p10, GP11, ANX2L, CAL1L, CLP11, Ca[1], ANX2LG, S100A10
Especie	Humano
ID del gen (humano)	6281
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-97 de S100A10 humano (NP_002957.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata, mono
SWISS	P60903
Peso de la proteína	11 kDa
Envío	Bolsa de hielo