

S100A5 Rabbit Pab - P33763

Número de artículo: CM0014105



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra S100A5 humano (S100D) validado para WB, IHC-P y ELISA. Específico para la proteína humana S100A5 de unión a calcio, una proteína fijadora de iones metálicos (calcio, zinc, cobre). Ideal para investigación en señalización y homeostasis de metales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	S100A5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	S100D; S100A5
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	6276
ID de gen	6276
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-92 de la S100A5 humana (NP_002953.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P33763
Peso de la proteína	11 kDa
Envío	Bolsa de hielo