


Mab De Ratón Contra S100B Para Wb - P04271

Número de artículo: CM0009316



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón contra S100B validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Reconoce S100B humano, de ratón y de rata (11 kDa), una proteína de unión al calcio altamente expresada en los astrocitos. Ideal para investigaciones en neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de ratón contra S100B
Observaciones/Alias	NEF; S100; S100-B; S100beta
Especie	Humano
GeneID (humano)	6285
GeneID	6285
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-92 de S100B humano (NP_006263.1)
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P04271
Peso de la proteína	11 kDa
Envío	Bolsa de hielo