

Pab De Conejo Saa3 - Saa3

Número de artículo: CM0014432

Introducción

El pAb de conejo SAA3 es un anticuerpo policlonal de conejo, validado para WB y ELISA. Está dirigido contra SAA3 de ratón y presenta reactividad cruzada con SAA3 humano, de ratón y de rata, por lo que es adecuado para la investigación de la inflamación y la respuesta de fase aguda.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo SAA3
Observaciones/Alias	I7R3; Saa-3; SAA3
Especie	Ratón
ID del gen (humano)	6290
ID del gen (ratón)	20210
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-123 de SAA3P de ratón (NP_035445.1)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
Peso de la proteína	13 kDa
Envío	Bolsa de hielo