

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Saa4 Para Wb, Elisa - P35542

Número de artículo: CM0020120

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SAA4 (P35542) validado para WB y ELISA. Este anticuerpo contra la proteína amiloide A-4 sérica expresada constitutivamente presenta reactividad cruzada con muestras humanas, de ratón y de rata, y es ideal para la investigación de la fase aguda.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra SAA4
Observaciones/Alias	CSAA; C-SAA; SAA4
Especie	Humana
ID génico (humano)	6291
ID génico	6291
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia ubicada entre el aminoácido 50 y el extremo C-terminal de SAA4 humana (NP_006503.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P35542
Peso de la proteína	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo