

Anticuerpo Policlonal De Conejo Safb Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15424

Número de artículo: CM0030376

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo SAFB validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada humana, de ratón y de rata. Objetivo: factor de unión al andamio B1 (scaffold attachment factor B1) implicado en la regulación de la transcripción, la organización de la cromatina y el control de la proliferación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SAFB pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HAP; HET; SAF-B; SAFB1; SAB-B1; SAF-B1; SAFB
Especie	Humana
GeneID (Humano)	6294
GeneID	6294
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 del SAFB humano (NP_001188267.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15424
Peso Proteico	103kDa
Envío	Bolsa de hielo