

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Samd3 - Q8N6K7

Número de artículo: CM0020941

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SAMD3 (proteína 3 que contiene el dominio de motivo alfa estéril). Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigaciones de proteómica y estudios de splicing alternativo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal de conejo contra SAMD3
Observaciones/Alias	SAMD3
Especie	Humano
GeneID (humano)	154075
GeneID	154075
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-210 de SAMD3 humano (NP_001017373.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q8N6K7
Peso de la proteína	61 kDa
Envío	Bolsa de hielo