

Anticuerpo Policlonal De Conejo Sap18 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O00422

Número de artículo: CM0025629



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SAP18 humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta SAP18 en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación sobre represión transcripcional, empalme (splicing) y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal de conejo SAP18
Observaciones/Alias	SAP18P; 2HOR0202; SAP18
Especie	Humano
GeneID (humano)	10284
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-172 de SAP18 humano (NP_005861.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00422
Peso de la proteína	18 kDa
Envío	Bolsa de hielo