

Anticuerpo Neutralizante Del Sars-Cov-2 - Sars-Cov-2

Número de artículo: CM0002104

Introducción

Anticuerpo monoclonal neutralizante del SARS-CoV-2, derivado de inmunógeno de proteína recombinante, con nivel de endotoxinas <0.1 UE/ μ g por método LAL. Adecuado para aplicaciones de investigación que involucran estudios de neutralización del SARS-CoV-2. Enviado en hielo seco.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo neutralizante del SARS-CoV-2
Especie	SARS-CoV-2
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	SARS-CoV-2
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	< 0.1 UE/ μ g de la proteína por método LAL.
Envío	Hielo seco