

Sars-Cov-2 Nsp1 Rabbit Pab - P0Dtc2

Número de artículo: CM0020073



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NSP1 de SARS-CoV-2, validado para WB, IP y ELISA. Reacciona específicamente con SARS-CoV-2; peso de la proteína 141kDa. Ideal para la investigación de infecciones virales y el desarrollo de ensayos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SARS-CoV-2 NSP1 Rabbit pAb
GeneID	43740578
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-180 de la NSP1 del coronavirus (YP_009749608.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Peso de la proteína	141kDa
Envío	Bolsa de hielo