


Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Sars-Cov-2 Nsp10 Para Wb, Ip, Elisa - P0Dtd1

Número de artículo: CM0023794



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SARS-CoV-2 NSP10. Adecuado para Western blot, inmunoprecipitación y ELISA. Reacciona con SARS-CoV-2. Ideal para estudiar la replicación viral, la metilación del cap y la evasión inmune del huésped.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo contra SARS-CoV-2 NSP10
ID del Gen	43740578
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-139 de la NSP10 del coronavirus (YP_009725306.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
Peso Molecular de la Proteína	794 kDa
Envío	Bolsa de hielo