


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nsp6 Del Sars-Cov-2 Para Wb Y Elisa - P0Dtd1

Número de artículo: CM0024247



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la proteína no estructural 6 (NSP6) del SARS-CoV-2. Validado para WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con el SARS-CoV-2. Adecuado para estudiar la formación de orgánulos de replicación viral y las interacciones huésped-virus.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal de conejo anti-NSP6 del SARS-CoV-2
ID del Gen	43740578
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 236-290 de la NSP6 del coronavirus (YP_009725302.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
Peso Molecular de la Proteína	794 kDa
Envío	Bolsa de hielo