

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Sars-Cov-2 Nsp8 Para Wb, Elisa - P0Dtc2

Número de artículo: CM0020539



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SARS-CoV-2 NSP8 para aplicaciones de WB y ELISA. Detecta la proteína NSP8 del SARS-CoV-2; inmunógeno recombinante. Ideal para investigación sobre coronavirus y desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal de conejo contra SARS-CoV-2 NSP8
GeneID	43740578
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-198 de la NSP8 del coronavirus (YP_009742615.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Peso proteico	141kDa
Envío	Bolsa de hielo