

Nucleoproteína De Sars-Cov-2 Pab De Conejo - P0Dtc9

Número de artículo: CM0021822

Introducción

Anticuerpo policlonal (pAb) de conejo contra nucleoproteína de SARS-CoV-2 para WB, DB, IF/ICC, IP, ELISA. Producido en conejo contra una proteína de fusión recombinante que cubre los aminoácidos 1-419 de la nucleoproteína del coronavirus (P0DTC9). Específico para SARS-CoV-2.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Nucleoproteína de SARS-CoV-2 pAb de conejo
ID genético	43740575
Inmunógeno	Proteína recombinante
SWISS	P0DTC9
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, DB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	SARS-CoV-2
Envío	Bolsa de hielo