

Pab De Conejo Contra Sars-Cov-2 Orf3A - P0Dtc3

Número de artículo: CM0019825



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SARS-CoV-2 ORF3A validado para WB y ELISA. Específico para la proteína ORF3a de SARS-CoV-2 (P0DTC3). Ideal para el estudio de la salida viral, la función de viroporina y la interacción con el huésped.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra SARS-CoV-2 ORF3A
GeneID	43740569
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 100-200 de la ORF3A de coronavirus (YP_009724391.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC3
Peso de la proteína	31kDa
Envío	Bolsa de hielo