

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Orf9B De Sars-Cov-2 Para Wb Y Elisa - P0Dtd2

Número de artículo: CM0020350



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ORF9b de SARS-CoV-2 validado para Western blot y ELISA. Se dirige a la proteína accesoria viral ORF9b, que inhibe la inmunidad innata del huésped mediante asociación mitocondrial. Adecuado para investigación sobre COVID-19.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra ORF9b de SARS-CoV-2
Especie	SARS-CoV-2
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-97 de la proteína ORF9b del coronavirus (P0DTD2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD2
Peso molecular de la proteína	11kDa
Envío	Bolsa de hielo