

Anticuerpo Monoclonal De Ratón Contra Sars-Cov-2 Spike Rbd Para Investigación Y Diagnósticos - Sars-Cov-2 Spike Rbd

Número de artículo: CM0006379

Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón dirigido contra SARS-CoV-2 Spike RBD (glicoproteína de espiga). Validado para WB, DB, IF/ICC y ELISA con reactividad cruzada específica contra SARS-CoV-2. Ideal para investigación en virología y desarrollo de ensayos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de ratón contra SARS-CoV-2 Spike RBD
Observaciones/Alíase	glicoproteína de espiga; SARS-CoV-2 Spike RBD
Especie	SARS-COV-2
ID Gen (Humano)	SARS-CoV-2
ID Gen	43740568
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante del RBD de la espiga del SARS-CoV-2
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, DB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	SARS-CoV-2
Envío	Bolsa de hielo