

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Sars-Cov-2 Spike Rbd (N501Y) Para Wb, Elisa - P0Dtc2

Número de artículo: CM0002707



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra SARS-CoV-2 Spike RBD (N501Y) de alta especificidad, validado para WB y ELISA. Adecuado para estudiar mecanismos de entrada viral y detección de variantes en aplicaciones de investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo contra SARS-CoV-2 Spike RBD (N501Y)
Observaciones/Alias	glicoproteína de la espícula; SARS-CoV-2 Spike RBD (N501Y)
Especie	SARS-CoV-2
ID de Gen (Humano)	43740568
ID de Gen	43740568
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 450-550 de la proteína Spike RBD (N501Y) del coronavirus SARS-CoV-2 (YP_009724390.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Peso Molecular de la Proteína	141KD
Envío	Bolsa de hielo