

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Sars-Cov-2 Spike S1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P0Dtc2

Número de artículo: CM0002525



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la glucoproteína S1 Spike de SARS-CoV-2. Validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Se dirige a un péptido sintético dentro de la subunidad S1 (aa 200-300). Para la investigación de SARS-CoV-2.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo SARS-CoV-2 Spike S1
Observaciones/Alias	glucoproteína spike; SARS-CoV-2 Spike S1
ID de Gen	43740568
Inmunógeno	Péptido sintético[Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de SARS-CoV-2 Spike S1 (YP_009724390.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Peso Proteico	141kDa
Envío	Bolsa de hielo