


Sbds Pab De Conejo Para Wb, Elisa - Q9Y3A5

Número de artículo: CM0028834



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SBDS humano, validado para WB y ELISA. Reconoce humano, ratón y rata. Objetivo involucrado en la biogénesis de ribosomas y la traducción. Ideal para investigación sobre ensamblaje de ribosomas y síndrome de Shwachman-Diamond.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SBDS pAb de conejo
Observaciones/Alias	SDS; SDO1; SWDS; CGI-97; SBDS
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	51119
ID del gen	51119
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y3A5
Peso de la proteína	29kDa
Envío	Bolsa de hielo