

Anticuerpo Policlonal De Conejo Scg3 Para Wb Y Elisa - Q8Wxd2

Número de artículo: CM0030299

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SCG3 humano (Secretogranina-3), validado para WB y ELISA. Detecta SCG3 humano, de ratón y de rata. Apto para investigación en biogénesis de gránulos secretores y angiogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SCG3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	SGIII; SCG3
Especies	Humano
ID de Gen (Humano)	29106
ID de Gen	29106
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8WXD2
Peso Molecular de la Proteína	53kDa
Envío	Bolsa de hielo