


Scn2B Pab De Conejo Para Wb, Elisa - 060939

Número de artículo: CM0024758



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SCN2B (subunidad reguladora beta-2 del canal de sodio) validado para Western blot y ELISA. Ideal para estudiar la modulación de los canales de sodio dependientes de voltaje en células excitables. Reactividad cruzada humana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SCN2B pAb de conejo
Observaciones/Alias	ATFB14; SCN2B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6327
GeneID	6327
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-160 de SCN2B humana (NP_004579.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O60939
Peso proteico	24kDa
Envío	Bolsa de hielo