

Anticuerpo Policlonal De Conejo Scn4B - Scn4B

Número de artículo: CM0021082

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo SCN4B validado para WB y ELISA. Detecta la proteína SCN4B humana, de ratón y de rata (~25kDa). Inmunógeno recombinante. Útil para investigación en neurociencia y cardiaca.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SCN4B pAb de Conejo
Observaciones/Alias	Gm1471, SCN4B
Especie	Ratón
ID de Gen (Humano)	6330
ID de Gen (Ratón)	399548
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 80-228 de SCN4B de ratón (Q7M729)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo