

Anticuerpo Policlonal De Conejo Scrn1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q12765

Número de artículo: CM0019520

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a Secernina-1 (SCRN1, SES1) para Western blot, IF/ICC y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para estudiar la exocitosis y la biología de los mastocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SCRN1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SES1; SCRN1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	9805
ID del Gen	9805
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 195-414 de SCRN1 humano (NP_055581.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q12765
Peso Molecular de la Proteína	46kDa
Envío	Bolsa de hielo