

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Scrn2 Para Wb Y Elisa - Q96Fv2

Número de artículo: CM0012826

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SCRN2 de alta calidad validado para WB y ELISA. Apto para detectar la Secernina-2 humana y de ratón, una fosfoproteína de 47 kDa implicada en múltiples procesos celulares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal de conejo anti-SCRN2
Observaciones/Alias	Ses2; SCR2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	90507
ID del Gen	90507
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 176-425 de SCR2 humano (NP_612364.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q96FV2
Peso Molecular de la Proteína	47 kDa
Envío	Bolsa de hielo