


Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra El Transportador De Serotonina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P31645

Número de artículo: CM0017474



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el transportador de serotonina humano (SERT/SLC6A4) validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Se dirige a la secuencia N-terminal. Adecuado para investigación en neurociencia y señalización de serotonina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Transportador de serotonina anticuerpo policlonal de conejo
Observaciones/Alias	HTT; 5HTT; OCD1; SERT; 5-HTT; SERT1; hSERT; 5-HTTLPR; Transportador de serotonina
Especie	Humano
GeneID (humano)	6532
GeneID	6532
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-84 del transportador de serotonina humano (NP_001036.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P31645
Peso proteico	70kDa
Envío	Bolsa de hielo