

Serpinc1 Rabbit Pab - P01008

Número de artículo: CM0018384



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SERPINC1 (Antitrombina-III). Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada para humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de la coagulación sanguínea y el desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SERPINC1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AT3; AT3D; ATIII; THPH7; ATIII-R2; ATIII-T1; ATIII-T2; SERPINC1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	462
GeneID	462
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 33-259 de SERPINC1 humano (NP_000479.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01008
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo